



MINILAB 201

dozownik strzykawkowy



nie wymaga konserwacji
dokładnie dozuje gęste i lepkie ciecze
idealny do pipetowania długich serii



Informacje dla zamawiających

Ustawienie pokrętki	1	2	3	4	5	A%	P%
Liczba dawek	48	23	15	11	8		
Objętość strzykawki (ml)	Objętość dawki (µl)						
0,05	1	2	3	4	5	± 6,0	± 9,0
0,50	10	20	30	40	50	± 1,0	± 1,5
1,25	25	50	75	100	125	± 0,9	± 0,9
2,50	50	100	150	200	250	± 0,7	± 0,9
5,00	100	200	300	400	500	± 0,3	± 0,8
12,50	250	500	750	1000	1250	± 0,3	± 0,7
25,00	500	1000	1500	2000	2500	± 0,5	± 0,6
50,00	1000	2000	3000	4000	5000	± 0,5	± 0,6

* Strzykawkę 0,05 ml należy używać z założoną końcówką (10 µl). Wartości dla strzykawek 0,5 ml, 1,25 ml i 2,5 ml zostały zmierzone przy założonej końcówce 200 µl, wartości dla strzykawki 0,05 ml zostały zmierzone przy założonej końcówce 10 µl. Pomiar wykonano zgodnie z EN ISO 8655. Ciecz: dwukrotnie destylowana woda. Temperatura: ok. 20+/- 1°C. Dane techniczne mogą ulec zmianie.

Produkt	Nr kat.	Szt./op.
MINILAB 201 z adapterem do strzykawek: 25 ml; 50 ml	0020	1
Strzykawka 0,05 ml	5701	100
Strzykawka 0,50 ml	5702	100
Strzykawka 1,25 ml	5703	100
Strzykawka 2,50 ml	5704	100
Strzykawka 5,00 ml	5705	100
Strzykawka 12,50 ml	5706	100
Strzykawka 25,00 ml	5707	25
Strzykawka 50,00 ml	5708	25
Adapter do strzykawek 25 ml; 50 ml	5709	1

Strzykawki współpracują z dozownikami*:

- ripette®
- Multipette® 4780
- Minilab 100/101
- Distriman® - EasyStep
- HandyStep®
- HandyStep® electronic

Dystrybutor:

* Multipette® jest znakiem zastrzeżonym Eppendorf AG; HandyStep® jest znakiem zastrzeżonym Brand GmbH + Co. KG; Distriman® jest znakiem zastrzeżonym Gilson Inc.; ripette® jest znakiem zastrzeżonym Ritter Medical Care

